

ADVANTEC®

● 純水製造装置

RFP841AA
PURE WATER PURIFIER



RFP841AA

アドバンテック東洋株式会社

純水製造装置 RFP841AA

PURE WATER PURIFIER

水道水からA4レベルのイオン交換水が
手軽に採水可能。
低価格を実現した純水製造装置。

特長

- 水道水を供給するだけで、純水(イオン交換水)が採水できます。
- 精製水の水質分析例は、JIS K 0557の種別でA4レベルです。
- 設置スペースにより設置方向を選択可能です。
- 操作部を本体から取り外し、本体から離れた場所でも操作可能です。
- 他の機器や外部貯水タンク、洗浄装置などに精製水を送水でき、超純水製造装置の前処理装置としても利用できます。
- カートリッジ交換は、ワンタッチ接続で簡単にでき、メンテナンスが容易です。

仕様

型式	RFP841AA
精製方法	イオン交換→(濾過:別売品)
精製水	イオン交換水
採水速度	約1L/min
使用周囲温度	5℃～35℃
原水フィルター	前処理カートリッジフィルター 1本
イオン交換樹脂カートリッジ	ワンタッチ接続式カートリッジ(混床式1.6L) 3本
水質計※	LEDデジタル表示(比抵抗:温度自動補正式25℃、温度)
外部入出力信号用端子	無電圧接点信号用
原水圧力範囲	49kPa～490kPa
外形寸法	約W379mm×D261mm×H599mm
電源	AC100V 50Hz/60Hz 0.2A
質量	約19kg
価格(税抜き)	¥266,000

※水質計の単位は、 $\mu\text{S}/\text{cm}$ または $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$ で切替えが可能です。

●初期消耗品は、付属しております。

操作パネル


水質や運転状況などをわかりやすく表示し、簡単に各種設定が行えます。



リモートウォーターディスペンサー (別売品)



精製フロー図



安全に関する注意

●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お問合先

販売元 アドバンテック東洋株式会社

ADVANTEC®

営業所 札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・名古屋・四日市・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分
出張所 盛岡

製造元 株式会社東洋製作所

URL <https://www.ADVANTEC.co.jp/>

●製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
●ADVANTECは、東洋連紙衛またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

303-K-01-23040