



遊泳プール、共用浴場などの
水質管理のために
お見逃しなく！

低濃度遊離残留塩素が測定可能。
用途に合わせて3通りの測定レンジで測定が可能。

0~1ppm 0~3ppm 0~10ppm



~~¥3,450~~

45% off

¥1,900

使用期限2023年3月までの
製品に限り大特価！

※通常は最低1年間の使用期限。

| 品名 | 商品コード | 入数 |
|------------------------------------|----------|--------|
| 残留塩素試験紙 (0~1ppm、0~3ppm、0~10ppm) | 08010040 | 100枚/箱 |

| 残留塩素 (mg/L) | 濃度 領域 | 色 | | | | | |
|----------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1 |
| | | 0~1ppm | 0~3ppm | 0~10ppm | 0~10ppm | 0~10ppm | 0~10ppm |
| | 0~1ppm | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1 |
| | 0~3ppm | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 3 |
| | 0~10ppm | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 |

●本変色表は、簡易的な表になりますので、製品に付属の変色表にてご確認ください。

- キャンペーン期間：2022年12月末まで。ただし、在庫がなくなり次第終了となります。
- 保証期間は使用期限までとなります。
- ご使用前に、必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
- 価格はすべて税抜き価格です。

お問合先

販売元 アドバンテック東洋株式会社

ADVANTEC®

営業所 札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・名古屋・四日市・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分
出張所 盛岡

製造元 東洋濾紙株式会社

URL <https://www.ADVANTEC.co.jp/>

- 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
- ADVANTECは、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

900-T-16-22080