

2016年12月吉日

お客様各位



新製品電気マッフル炉販売開始のお知らせ

拝啓

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、アドバンテック製品をご愛顧賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、電気マッフル炉につきまして、従来品の販売を終了し、19機種の新製品の販売開始を、下記の通り、ご案内申し上げます。

敬具

記

1. 販売開始製品

(1)電気マッフル炉 FUL シリーズ

型式(新製品)	価格(円、税抜き)	従来品
FUL210FB	250,000	FUL210FA
FUL220FB	280,000	FUL220FA
FUL222FB		FUL222FA
FUL230FB	330,000	FUL230FA
FUL232FB		FUL232FA
FUL240FB	480,000	FUL240FA
FUL242FB		FUL242FA
FUL252FB	580,000	FUL252FA

詳細仕様は別紙[カタログ](#)をご覧ください。

(2)電気マッフル炉 FUW シリーズ

型式(新製品)	価格(円、税抜き)	従来品
FUW210PB	340,000	FUW210PA
FUW212PB		FUW212PA
FUW220PB	410,000	FUW220PA
FUW222PB		FUW222PA
FUW230PB	500,000	FUW230PA
FUW232PB		FUW232PA

詳細仕様は別紙[カタログ](#)をご覧ください。

(3)大型電気マッフル炉 FUW シリーズ

型式(新製品)	価格(円、税抜き)	従来品
FUW242PB	610,000	FUW242PA
FUW243PB	660,000	FUW243PA
FUW252PB	720,000	FUW252PA
FUW253PB	770,000	FUW253PA
FUW263PB	1,098,000	FUW263PA

詳細仕様は別紙[カタログ](#)をご覧ください。

2. 納入開始時期

2017年3月1日。

3. 特長

- 従来品から表示部の文字サイズが大きくなり、視認性が向上しました。
- 安全のためドアスイッチを標準装備して、ドアを開けるとヒーターが切れます。
- FUW シリーズは、温度調節器に付属する安全装置とは別に、独立過熱防止装置を標準装備しており、二重に装置の過熱を検知します。

以上