

お客様各位

2018年4月吉日

ADVANTEC[®]
アドバンテック東洋株式会社

イムノクロマト用メンブレン発売のお知らせ

拝啓

時下、ますますご清栄のことと、お慶び申し上げます。

平素は、アドバンテック製品をご愛顧賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、東洋濾紙株式会社製「イムノクロマト用メンブレン」の販売を開始いたしますので、下記の通りご案内申し上げます。

敬具

記

1. 特長

- ・蛋白質を吸着するニトロセルロースを主材質としており、イムノクロマト法を用いたラテラルフロー式アッセイに最適です。
- ・4種類の吸水時間、およびテスト用として吸水時間4種類を同梱したサンプルセットをラインナップ。

2. 用途

- ・イムノクロマト法を用いたラテラルフロー式アッセイにおける抗体担持。
- ・イムノクロマト法を用いた感染症診断薬や妊娠検査薬、排卵日検査薬、アレルギー検査薬などに組み込まれるメンブレンです。

3. 仕様

品名	IAB090	IAB120	IAB135	IAB180
材質	メンブレン	セルロース混合エステル		
	バックング材	PET		
吸水時間 (秒/40mm) ※1	90	120	135	180
厚さ (μm) ※2	220			

※1：メンブレンの一端を純水中に立て、40mm 吸い上がるまでの時間。

※2：バックング材を含みます。

4. 価格

《ロール》

品名	入数	商品コード	価格 (税抜き)
IAB090 25mm×100m	1本	10751001	¥68,000
IAB120 25mm×100m	1本	10752001	¥68,000
IAB135 25mm×100m	1本	10753001	¥68,000
IAB180 25mm×100m	1本	10754001	¥68,000

●その他の寸法をご要望の際は、ご照会ください。

《角判》

品名	入数	商品コード	価格 (税抜き)
IAB090 210mm×297mm	25枚	10751006	¥59,300
IAB120 210mm×297mm	25枚	10752006	¥59,300
IAB135 210mm×297mm	25枚	10753006	¥59,300
IAB180 210mm×297mm	25枚	10754006	¥59,300


●その他の寸法をご要望の際は、ご照会ください。

《サンプルセット》

品名	入数	商品コード	価格 (税抜き)
IAB 4SET 210mm×297mm	4品種 各2枚入り	10758001	¥25,000

●その他の寸法をご要望の際は、ご照会ください。

《品名コードガイド》



5. 販売開始日

2018年4月23日(月)

以上