


ADVANTEC®



アドバンテック東洋株式会社

100-0011 東京都千代田区内幸町 2-2-3
日比谷国際ビル 5 階
03-5521-2160 (代)
URL <https://www.ADVANTEC.co.jp/>

プロセス測定・検査ゾーン
Process Inspection / Testing Equipment Zone



第24回

インターフェックス ジャパン

医薬品 化粧品 製造展

東京ビッグサイト

東京都江東区有明 3-11-1

2022.7.13^{wed} ~ 7.15^{fri} 10:00-18:00

御社の実験室で お困りごとありませんか？

 **LABCOM**
Open Innovation

≡ 臭いが気になる・扉が開けにくい・実験室が暑い

LABCOM にお任せください！

改善のお手伝いをさせていただきます。



蒸留水製造装置 RFD260ND

- 高純度の蒸留水を精製可能（特許技術）。
- 7インチタッチパネルと静電タッチパネルで高い視認性とスマート採水を実現しています。
- マグネット装着により、用途や設置場所に合わせた自由な位置で採水できます。



イムノクロマトメンブレン

- イムノクロマト法を用いたラテラルフロー式アッセイに使用するメンブレンです。国内生産による安定供給・特注対応を実現しています。



コンパクト/カプセルカートリッジフィルター

- プリーツ状にしたフィルターを成型した、クリーン性の高いコンパクトなカートリッジフィルターです。診断薬や培地・培養液などの濾過滅菌・清澄濾過で使用されます。



FilTec
Filtration Technology

完全性試験機 WINTESS-D

- マスフローコントローラー比例積分制御方式によるフィードバック制御測定で、高精度・高再現性を実現した完全性試験機です。



FilTec
Filtration Technology

オムニクリア PVDF

- 製薬レギュレーションに対応したカートリッジフィルターです。親水性非対称 PVDF 膜を採用した、注射薬などの医薬品濾過用です。



TRチューブ

- 液漏れしない新容器（グローバル特許取得）。
- 操作性・安全性・気密性に優れています。



無償サンプル
配布いたします。

ぜひ、お立ち寄りください。