

イムノクロマト用メンブレン

Lateral Flow Membrane



イムノクロマト法を用いたラテラルフロー式アッセイに使用するメンブレンです。

特長

蛋白質を吸着するニトロセルロースを主材質としており、イムノクロマト法を用いたラテラルフロー式アッセイに最適。6種類の吸水時間、およびテスト用サンプルをラインナップ。

仕様

品名	IAB075	IAB090	IAB120	IAB135	IAB180
材質	セルロース混合エステル				
	バックング材				
	ポリエチレンテレフタレート				
吸水時間(秒/40mm) ^{※1}	75	90	120	135	180
厚さ(μm) ^{※2}	220				

※1 メンブレンの一端を純水中に立て、40mm吸い上がるまでの時間。

※2 バックング材を含みます。

用途

以下に代表される分野のイムノクロマト法を用いた検査キット

- 感染症、癌マーカーなどの POCT 検査キット
- 妊娠検査、排卵日検査の OTC 検査キット
- 食品検査におけるアレルギー検査キット



価格

ロール

品名	商品コード	入数	価格
IAB075 25mm×100m	10750001	1本	¥80,550
IAB090 25mm×100m	10751001		
IAB120 25mm×100m	10752001		
IAB135 25mm×100m	10753001		
IAB180 25mm×100m	10754001		

● その他の寸法をご要望の際は、ご照会ください。

角判

品名	商品コード	入数	価格
IAB075 210mm×297mm	10750006	25枚	¥70,250
IAB090 210mm×297mm	10751006		
IAB120 210mm×297mm	10752006		
IAB135 210mm×297mm	10753006		
IAB180 210mm×297mm	10754006		

● その他の寸法をご要望の際は、ご照会ください。

サンプル

品名	商品コード	入数	価格
IAB075 210mm×297mm サンプル	10750007	2枚	¥9,480
IAB090 210mm×297mm サンプル	10751007		
IAB120 210mm×297mm サンプル	10752007		
IAB135 210mm×297mm サンプル	10753007		
IAB180 210mm×297mm サンプル	10754007		
IAB 4SET 210mm×297mm	10758001	4品種*各2枚	¥29,670

※ IAB090、120、135、180の4品種。

● その他の寸法をご要望の際は、ご照会ください。

お問合先

販売元 **アドバンテック東洋株式会社**

ADVANTEC®

営業所 札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分

出張所 盛岡

製造元 **東洋濾紙株式会社**

URL <https://www.ADVANTEC.co.jp/>

● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。

● ADVANTEC は、東洋濾紙株式会社とそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

110-T-01-24040