

2021年7月吉日

ADVANTEC®

アドバンテック東洋株式会社

マニフォールドKM-1N販売開始のお知らせ

拝啓

時下、ますますご清栄のことと、お慶び申し上げます。

平素は、アドバンテック製品をご愛顧賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、弊社取扱い製品のマニフォールドKM-1Nの販売を開始いたしましたので下記の通りご案内申し上げます。

敬具

記

1. 販売開始製品

品名	型式	価格(税抜き)
マニフォールド	KM-1N	96,100円

2. 特長

- ・マニフォールドKM-□Nシリーズの1連タイプです。
- ・クリーンベンチ内など、狭いスペースでの減圧濾過用に便利です。
- ・ステンレス製でオートクレーブ滅菌が可能です。

3. 製品仕様

型式	KM-1N	KM-3N	KM-6N
ブランチ数	1	3	6
本体材質	SUS304		
コック	三方コック 吸引孔にKS-13、DISMIC 接続可		
コック材質	ボディ：黄銅 コック：テフロン		
吸引口	Rc1/4 (ホースアダプター 外径 11 mm)		
質量	2.5kg	4.5kg	6.5kg



KM-3N・6N

以上