

2021年9月吉日

ADVANTEC®

アドバンテック東洋株式会社

オイルフリーポンプ PSH028AA 販売開始のお知らせ

拝啓

時下、ますますご清栄のことと、お慶び申し上げます。

平素は、アドバンテック製品をご愛顧賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、弊社取扱い製品のオイルフリーポンプ PSH028AA の販売を開始いたしましたので下記の通りご案内申し上げます。

敬具

記

1. 販売開始製品

品名	型式	価格(税抜き)
オイルフリーポンプ	PSH028AA	60,000 円

2. 特長、仕様

- ・加圧と減圧が可能な小型真空ポンプです。
- ・オイルレスなので面倒なオイル交換の必要がありません。
- ・サーマルプロテクター搭載の安全設計です。



型 式	PSH028AA
吐 出 流 量	28L/min (50Hz)、34L/min (60Hz)
最高連続吐出圧	0.55MPa (550kPa)
最高連続真空度	17.3kPa
外 形 寸 法	W230 mm×D247 mm×H269 mm
質 量	5.5kg

最寄りの営業所までお問い合わせください。

以上