

お客様用

ADVANTEC[®] の Clearance Sale



電気炉
FUS622PB



定温乾燥器
DRN420DD



架台
DR000060

超
特
価



超純水製造装置
RFU464TA



恒温培養器
TVN680DB



クリーン器具乾燥器
DRU600CC



乾熱滅菌器
STA420DB

ぜひこの機会を
お見逃しなく!!

対象製品一覧

■ 蒸留水 / 超純水製造装置

品名	型式	定価（税抜き）	給水方式	性能	外形寸法（mm）
超純水製造装置	RFU400TAシリーズ	¥592,000～¥894,000	水道直結式	超純水採水速度：約0.65L/min	W250×D630×H556
架台(RFU400BA,BB/CA,CB用)	RF001100	¥48,000	—	—	W350×D560×H800

■ 乾燥器 / 培養器 / 電気炉

品名	型式	定価（税抜き）	使用温度範囲	外形寸法（mm）	庫内寸法(mm)〔有効寸法〕
定温乾燥器	DRA430DB	¥135,000	40℃～300℃	W590×D635×H810	W460×D475×H450〔H418〕
定温乾燥器	DRA630DB	¥183,000	40℃～300℃	W740×D685×H860	W610×D525×H500〔H455〕
定温乾燥器	DRN420DD	¥230,000	40℃～270℃	W590×D635×H810	W460×D475×H450〔H418〕
送風定温乾燥器	DRM620TD	¥303,000	40℃～270℃	W755×D685×H1,560	W610×D500×H995〔H950〕
送風定温乾燥器	DRS420DB	¥272,000	40℃～270℃	W590×D635×H810	W460×D450×H450〔H418〕
クリーン器具乾燥器	DRU600CC	¥450,000	室温+5℃～80℃	W684×D730×H1,615	W610×D600×H1,230〔H990〕
器具乾燥器 省エネ	DRU600TC-Z	¥450,000	室温+10℃～80℃	W684×D730×H1,615	W610×D600×H1,230〔H1,060〕
乾熱滅菌器	STA420DB	¥135,000	40℃～270℃	W590×D635×H810	W460×D460×H450〔H418〕
乾熱滅菌器	STA620DB	¥190,000	40℃～270℃	W740×D685×H860	W610×D510×H500〔H455〕
乾熱滅菌器	STN420DD	¥190,000	40℃～270℃	W590×D635×H810	W460×D460×H450〔H418〕
乾熱滅菌器	STN620DD	¥220,000	40℃～270℃	W740×D685×H860	W610×D510×H500〔H455〕
恒温培養器	TVA460DB	¥155,000	室温+5℃～60℃	W590×D635×H810	W460×D460×H450
恒温培養器	TVA660DB	¥200,000	室温+5℃～60℃	W740×D685×H860	W610×D510×H500
恒温培養器	TVN680DB	¥245,000	室温+5℃～80℃	W740×D685×H860	W610×D510×H500
超高速昇温電気炉	FUS622PB	¥2,500,000	500℃～1,600℃ 常用最高温度1,500℃	W500×D660×H830	W200×D250×H200〔H175〕
キャスター付き架台(3,4型用)	DR000060	¥46,000	—	W650×D650×H760	—
アジャスター付き架台(3,4型用)	DR000070	¥46,000	—	W650×D650×H760	—
ファン付き積重ね架台(4型用)	DR000120	¥44,000	—	W580×D530×H140	—
ファン付き積重ね架台(6型用)	DR000140	¥46,000	—	W730×D580×H140	—

販売店に
お問い合わせください。

早いもの勝ち（数に限りがあります）
販売店へのお問い合わせはお早めに！！

お問合先

ADVANTEC®
Toward the Future of Science

販売元 **アドバンテック東洋株式会社**

営業所 札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・
新潟・富山・静岡・名古屋・四日市・京都・大阪・神戸・岡山・広島・
徳山・高松・北九州・福岡・大分

出張所 盛岡

URL <https://www.ADVANTEC.co.jp/>

900-K-01-21041